

# كيفية إجراء الاختبار الذاتي لمستضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) باستخدام تطبيق Intrivo من On/Go

**الخطوة الأولى.** احصل على الاختبار من موقع الاختبار.

**الخطوة الثانية.** راجع جميع التعليمات المرتبطة بالاختبار.

**الخطوة الثالثة.** قم بإجراء الاختبار خارج الموقع وانتظر 10-15 دقيقة للحصول على نتائجك.

**الخطوة الرابعة.** أبلغ عن النتائج على [healthvermont.gov/reportresults](https://healthvermont.gov/reportresults) وأكمل النموذج المختصر.



إجاباتك سرية

**الخطوة الخامسة.** إذا كان من الضروري تقديم دليل على نتائج اختبارك، فقم بتنزيل تطبيق On/Go. من المهم أن تبلغ عن نتائج اختبارك.

للحصول على تعليمات الاختبار ومقاطع الفيديو الإرشادية المترجمة،  
يُرجى زيارة



[www.healthvermont.gov/covid-19/testing](https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing)

**cic**  
Health

**VERMONT**  
DEPARTMENT OF HEALTH

# الأسئلة المتداولة

ما الاختبار الذاتي لمستضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) باستخدام تطبيق On/Go من Intrivo؟

الاختبار الذاتي لمستضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) باستخدام تطبيق On/Go من Intrivo هو مقايسة مناعية للتدفق الجانبي مخصصة للكشف النوعي عن مستضد بروتين القشرة البروتينية لفيروس SARS-CoV-2 لدى من ظهرت أو لم تظهر عليهم أعراض أو الأسباب الوبائية الأخرى للاشتباه في عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عند اختبارها مرتين على مدار ثلاثة أيام بفارق 36 ساعة على الأقل بين الاختبارين. هذا الاختبار مصرح به للاستخدام المنزلي بدون وصفة طبية مع عينات مسحات الأنف الأمامية المباشرة التي يتم جمعها ذاتيًا من الأفراد الذين يبلغون من العمر 14 عامًا أو أكبر، أو عينات مسحة الأنف الأمامية التي يتم جمعها من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أكبر.

كيف يُقارن الاختبار الذاتي لمستضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) باختبار جزيئي؟  
اختبارات المستضد خاصة جدًا بالفيروس، ولكنها ليست حساسة مثل الاختبارات الجزيئية. يعني هذا أن النتيجة الإيجابية تميل إلى أن تكون دقيقة، ولكن النتيجة السلبية لا تستبعد الإصابة.

متى تنتهي صلاحية اختبائي؟ حالياً، تنتهي صلاحية الاختبار في اليوم الأخير من الشهر المطبوع على العلبة الخاصة بك (مثال، يناير 2022 يعني 31 يناير 2022). ومع ذلك، تمنح إدارة الغذاء والدواء، بعد دراسات متعمقة، ومع بعض المنتجات الطبية الحاصلة على تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) مثل تطبيق On/Go، مهلات إضافية متجددة لانتهاة الصلاحية. قم بزيارة موقع الويب هذا للحصول على تفاصيل إضافية ومراجعة قائمة كاملة بالمهلات الإضافية [www.letsongo.com/product-updates](http://www.letsongo.com/product-updates)

لماذا يوجد اختباران في العلبة؟ بالنسبة لتطبيق On/Go، فإن الاختبار متاح للشراء بدون وصفة طبية/للاستخدام الذاتي ليقوم الشخص باختبار نفسه مرتين خلال ثلاثة أيام، بفارق 24 ساعة على الأقل (وليس أكثر من 48 ساعة) بين الاختبارين. يسمح الاختباران الموجودان للشخص بتنفيذ الاستخدام الموصى به.

ماذا لو كانت نتائج اختبائي إيجابية؟ لو أن نتيجة اختبارك إيجابية، فاحرص على الإبلاغ عنها من خلال الرابط الموجود على الجانب الآخر من هذه البطاقة. للحصول على إرشادات إضافية، قم بزيارة [healthvermont.gov/covid19positive](http://healthvermont.gov/covid19positive)

لمعرفة المزيد عن الاختبار الذاتي لمستضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 باستخدام تطبيق On/Go من Intrivo، قم بزيارة

[www.letsongo.com/faq](http://www.letsongo.com/faq)

